


Сплавы благородных металлов, амальгам и композитов

NTI AmalgamMaster


Предназначены для грубой предварительной обработки и финирирования пломб из амальгамы. При использовании этих инструментов не повреждается эмаль зуба.



Ø рабочей части ¹ /10мм	050	030	060	035
Длина рабочей части в мм	10,0	6,0	10,0	6,0
RA 658 204 ...	243 534 ...	243 534 ...	030 534 ...	225 534 ...
Номер по каталогу	P0932	P0933	P0935	P0939
максимальная скорость 5,000 - 7,000 об/мин				

NTI EpsiPol Brown


Для полирования золота, амальгамы и композитов. Коричневый - для предварительного полирования.



Ø рабочей части ¹ /10мм	030	060
Длина рабочей части в мм	6,0	9,5
FG 658 314 ...	243 513 ...	030 513 ...
Номер по каталогу	P0053	P0055
максимальная скорость 15,000 об/мин		

NTI EpsiPol Brown


Для полирования золота, амальгамы и композитов. Коричневый - для предварительного полирования.



Ø рабочей части ¹ /10мм	055	050	050	030	085	060	100	090	100	035
Длина рабочей части в мм	16,3	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	2,5	1,0	6,0
RA 658 204 ...	257 513 ...	292 513 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...	030 513 ...	304 513 ...	041 513 ...	303 513 ...	225 513 ...
Номер по каталогу	P0030	P0031	P0032	P0033	P0034	P0035	P0036	P0037	P0038	P0039
максимальная скорость 5,000 - 7,000 об/мин										

NTI EpsiPol Green


Для полирования золота, амальгамы и композитов. Зеленый - для полирования до зеркального блеска.



Ø рабочей части ¹ /10мм	055	050	050	030	085	060	100	090	100	035
Длина рабочей части в мм	14,0	16,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	2,5	1,0	6,0
RA 657 204 ...	257 503 ...	292 503 ...	243 503 ...	243 503 ...	030 503 ...	030 503 ...	304 503 ...	041 503 ...	303 503 ...	225 503 ...
Номер по каталогу	P0130	P0131	P0132	P0133	P0134	P0135	P0136	P0137	P0138	P0139
максимальная скорость 5,000 - 7,000 об/мин										

NTI EpsiPol Green

Для полирования золота, амальгамы и композитов. Зеленый - для полирования до зеркального блеска.



Ø рабочей части ¹ /10мм	030	060
Длина рабочей части в мм	6,0	9,5
FG 658 314...	243 503 ...	030 503 ...
Номер по каталогу	P0153	P0155
максимальная скорость 15,000 об/мин		

Чашеобразная щеточка из натуральной щетины.

Щеточка поляя в центре, предназначена для полирования амальгамы и сплавов благородных металлов с применением полирующих паст.



Ø рабочей части ¹ /10мм	060
Длина рабочей части в мм	6,0
Номер по каталогу	P1258
максимальная скорость 2,000 об/мин	